

AEDについて

About AED 关于 AED

AED에 대해서 Acerca del DEA (DESA)

- AED とは Automated External Defibrillator (自動体外式除細動器) の略称で、心筋梗塞などを起こし、心臓がけいれん (心室細動) した場合に、心臓に規則正しいリズムを取り戻させるため、心臓に強い電気的刺激 (電気ショック) を行うための装置です。
- AED is an acronym for Automated External Defibrillator. This is a device that helps a victim of a cardiac arrest or ventricular fibrillation by giving a strong electrical shock to the heart in order to get back the normal heart rhythm.
- AED 是 Automated External Defibrillator (自动体外心脏电击器) 的简称。在发生心机梗塞，心脏抽筋（心室细动）时，为了恢复心脏正常的频率，而对心脏进行强烈的电流刺激（电击）的设备。
- AED 라는 것은 Automated External Defibrillator(자동세동기 / 自動体外式除細動器) 의 약칭으로 심근경색 등을 일으켜 심장이 경련 (심실세동 / 心室細動) 을 일으킬 경우에 심장의 규칙적인 리듬을 회복시키기 위해 심장에 강한 전기자극 (전기ショック) 을 가하기 위한 장치입니다 .
- DEA (DESA) quiere decir Desfibrilador Externo (Semi) Automático y es un dispositivo que da una fuerte descarga eléctrica al corazón para recuperar su ritmo regular en casos de infarto de miocardio o convulsiones del corazón (fibrilación ventricular).

つか かた 使い方

How to use the AED 使用方法 사용방법 Cómo usar

1 電源を入れる

- Turn power on
- 接通电源
- 전원을 켠다
- Encienda la energía



2 電極パッドを胸にはる(ケーブルを本体に接続)

- Place the adhesive AED pads on the victim's chest (attach the cables to the AED unit)
- 将电极垫贴在胸部（电线连着主机）
- 전극 패드를 가슴에 붙인다 (케이블을 본체에 접속)
- Pegue la almohadilla del electrodo en el pecho (conecte el cable a la unidad principal)



3 AEDが自動的に傷病者の心電図を解析

- The AED will automatically analyze the heart rhythm of the victim
- AED 会自动对病人的心电图进行分析
- AED 가 자동적으로 환자의 심전도를 분석
- DEA (DESA) analiza automáticamente el electrocardiograma del paciente



4 AEDから電気ショックの指示が出たら、周りの人 の安全を確認し、ショックボタンを押す

- If the AED indicates that a shock is required, make sure that surrounding persons are safe, and press the shock button
- 当 AED 方面发出电流冲击标志时，在确认周围人的安全之后，按下冲击按钮
- AED로부터 전기ショ크의 지시가 있으면 주위 사람의 안전을 확인하고 쇼크 버튼을 누른다
- Cuando se emita la instrucción de descarga eléctrica del DEA (DESA), confirme la seguridad de las personas que lo rodean y presione el botón de descarga.

